



VetPen®

Herschrijft diabetesmanagement



Wat je moet weten over de **VetPen®**

ANTWOORDEN OP VEELGESTELDE VRAGEN.

De VetPen is een insulinepen die speciaal ontworpen is voor huisdieren met diabetes, om de controle van de ziekte te vergemakkelijken. Hieronder vindt u antwoorden op mogelijke vragen over de VetPen.

• **Wat zorgt ervoor dat de VetPen uniek is?**

In de humane geneeskunde worden insulinepennen al geruime tijd gebruikt. De VetPen is de eerste diergeneeskundige pen die exclusief ontworpen is voor gebruik van insuline bij hond en kat. Voordien konden enkel flacons met spuiten en naalden gebruikt worden voor het toedienen van insuline aan huisdieren, wat voor sommige eigenaars moeilijk en beangstigend was.

• **Is de VetPen moeilijk te gebruiken?**

De VetPen is ergonomisch ontworpen voor een gemakkelijke hantering, dosering en een snellere injectie van het product.

• **Hoe wordt de insulinedosis afgemeten met de VetPen?**

De gebruiksvriendelijke VetPen maakt het voor u mogelijk om bij elke injectie een juiste dosis insuline toe te dienen aan uw huisdier. Spuiten met naalden hoeven dus niet meer gebruikt te worden. Nadat u de VetPen heeft voorbereid, draait u gewoon aan de doseerknop en stelt u de gewenste dosis in. Dan brengt u de naald in onder de huid van uw huisdier en wordt de insuline geïnjecteerd door een druk op de ontspanner. Dit eenvoudig proces verhoogt de nauwkeurigheid en vermindert de kans op doseringsfouten.



• **Kan de VetPen gebruikt worden met andere insulines?**

De VetPen is speciaal ontworpen voor gebruik met veterinaire insuline. De VetPen is uitsluitend vervaardigd voor insuline met een concentratie van 40 IU/ml. Om doseringsfouten te vermijden mogen andere types insuline niet gebruikt worden met de VetPen.

• **Kan ik reizen met de VetPen?**

De bouw van de VetPen laat toe om hem mee te nemen op reis en zorgt ervoor dat u uw dier gemakkelijk kan injecteren, waar u ook bent. Het startpakket van de VetPen bestaat uit een handig reistasje waarin de VetPen, de naalden, de naaldverwijderaar, de insuline, de doseerknopadaptor en het opzetstuk voor de ontspanner kunnen opgeborgen worden.





- **Moet ik de VetPen in de frigo bewaren wanneer ze geladen is met een insulinepatroon?**

De VetPen met het aangeprikte patroon mag niet in de frigo bewaard worden. De nieuwe patronen met insuline daarentegen moeten altijd rechttop in de frigo bewaard worden en beschermd tegen licht vooraleer ze geopend worden. De VetPen moet altijd bewaard worden zonder naald en met pendop erop. Om het apparaat te reinigen gebruikt u een vochtige doek. De VetPen mag niet ondergedompeld worden in water!

- **Kan de VetPen herhaaldelijk gebruikt worden?**

De VetPen bevat een insulinepatroon waarmee meerdere doseringen kunnen toegediend worden met een minimale voorbereidingstijd. Telkens een nieuw patroon wordt ingebracht dient het apparaat opnieuw voorbereid te worden om luchtbelletjes te verwijderen en om een nauwkeurige dosering te verzekeren. Voor elk gebruik dient de insuline gemengd te worden tot een homogene, uniforme, melkachtige suspensie. Wanneer alle insuline in het patroon opgebruikt is, kan u gewoonweg het lege patroon verwijderen en een nieuw patroon inladen.

- **Biedt de VetPen voordelen in vergelijking met de traditionele insuline-flacons en spuiten met naalden?**

De VetPen is gemakkelijk te gebruiken, dankzij:

- ergonomisch ontwerp
- makkelijk te hanteren
- accessoires, zoals een doseerknopadaptor en een opzetstuk voor de ontspanner
- nauwkeurigheid
 - ▶ de dosis is makkelijk af te meten
 - ▶ minder kans op luchtbelletjes, die de accurateheid van de dosis beïnvloeden
- "alles-in-één" toestel
 - ▶ vereenvoudigt het voorbereiden van de dosis
 - ▶ verkort de tijd van voorbereiding tot injectie
 - ▶ gebruiksvriendelijk voor zowel thuis als op verplaatsing

De VetPen helpt om insuline veiliger toe te dienen:

- het patroon wordt beschermd tegen breuk dankzij het robuuste ontwerp van de pen
- de kans op insulineverspilling wordt verminderd
- minder luchtbelletjes, die verantwoordelijk zijn voor een verkeerde dosering
- verminderd risico op accidentele auto-injectie

- **Welke soort naalden dienen gebruikt te worden voor de VetPen?**

VetPen gebruikt Unifine® Pentips® 29G/12 mm naalden, die zeer klein en dun zijn en een speciale coating hebben. Deze naalden mogen enkel met de VetPen gebruikt worden. Gebruik steeds een nieuwe naald voor elke injectie.

Voor meer informatie: **raadpleeg uw dierenarts of www.pet-diabetes.be**